

Airtraq

ESTAÇÃO DE CARGA

INSTRUÇÕES DE USO

PORTUGUÊS

Visite
www.airtraq.com/downloads
 para verificar se dispõe das
 instruções mais atualizadas

1. CÓDIGO:

A-590 Estação de carga
 Airtraq

2. INFORMAÇÃO BÁSICA DA ESTAÇÃO DE CARGA

A estação de carga
 Airtraq Avant permite
 recarregar a bateria, e
 mostrar a vida útil restante
 da Óptica Airtraq Avant.
 Inclui um carregador onde
 a Câmara Wi-Fi do Airtraq
 pode ser recarregada.

A estação de carga é
 fornecida pronta para uso.
 Seu pacote inclui um
 carregador de bateria
 autônomo, necessário
 para conectá-lo à rede
 elétrica. USE A ESTAÇÃO
 DE CARGA SOMENTE
 COM O CARREGADOR
 DE BATERIAS
 FORNECIDO.


Para manter o Airtraq
 Avant Optics limpo, ele
 deve ser inserido na
 Estação de carga
 revestida pelo estojo de
 armazenamento ótico.
 Um ciclo completo de
 recarregamento da bateria
 do Airtraq Avant Optics
 leva cerca de 120
 minutos. Quando a bateria
 está totalmente carregada,
 pode ser utilizada por
 cerca de 120 minutos.

Os ciclos de carregamento
 e operação da Câmara
 Wi-Fi A-390 do Airtraq
 estão detalhados nas
 respectivas IFU..


O fabricante recomenda
 colocar a ótica e/ou a
 câmera na Estação de
 carga após cada
 intubação.

A Estação de Carga não
 necessita manutenção.

3. LEDS INDICADORES E CONECTORES DA ESTAÇÃO DE CARGA



1. Visor: LCD que mostra a vida útil restante da ótica, bem como o nível de carga da bateria.
2. Conector Airtraq Avant Optics: Conector "macho" Micro-USB.
3. Conector da Câmara Airtraq A-390: Conector de pino de lação para a câmera A-390.



4. Conector de alimentação de rede: Conector "fêmea" Micro-USB para conectar ao carregador de bateria autônomo.

4. CARGA DA BATERIA E COMPROVAÇÃO DA VIDA ÚTIL DA ÓPTICA AIRTRAQ AVANT


A ÓPTICA NÃO
 FUNCIONA QUANDO

ESTÁ SENDO
 CARREGADA. DEVE SER
 CARREGADA A PELO
 MENOS 1,8 M DE
 DISTÂNCIA DO PACIENTE.

1. Ligue a Estação de
 carga à rede elétrica. Ela
 será automaticamente
 ligada e a seguinte
 imagem será mostrada no
 visor LCD.



2. Insira a ótica pela sua
 extremidade proximal.
 Existe apenas uma
 posição na qual a ótica
 se encaixa na estação de
 ancoragem. Alinhe a seta
 de cor laranja da estação
 de ancoragem com as
 setas de cor laranja da
 ótica e do estojo de
 armazenamento da ótica.



Não force a ótica no
 soquete, mas certifique-se
 de empurrá-lo para baixo,
 de modo que a tomada de
 carga da bateria fique
 bem conectada.

3. Ao inserir a ótica, o
 visor exibe o status de
 carga da bateria e o
 número de usos restantes.

SERVICE
 LIFE 100

BATTERY
 (min) 120

No caso de óticas
 danificadas, o display de
 LCD mostrará um código
 de erro.

SERVICE
 LIFE 100

BATTERY
 FAILURE

FAILURE E01

BATTERY
 (min) 120

Um ciclo completo recarga
 da bateria dura
 aproximadamente 120
 minutos.

Depois de uma carga
 completa o Airtraq Avant
 pode funcionar, em
 condições normais por
 120 minutos.

5. CARREGADOR DE BATERIAS DAS CÂMERAS AIRTRAQ

As Câmeras Airtraq NÃO
 FUNCIONAM
 ENQUANTO ESTÃO
 SENDO CARREGADAS.
 ELAS DEVEM SER
 CARREGADAS HÁ PELO
 MENOS 1,8 m DO
 PACIENTE.

1. Ligue a estação de
 carga à rede elétrica.
 Ela será
 automaticamente ligada
 e mostrará uma imagem
 no visor.

2. Insira a Câmara Airtraq
 na estação de carga.

3. Ao iniciar a carga da
 bateria, as Câmeras
 Airtraq irão se desligar
 automaticamente e no
 ecrã será mostrado um
 ícone de bateria e o
 nível da bateria,
 expresso em minutos.

Para obter mais detalhes
 sobre o processo de carga

da bateria de câmeras
 Airtraq, consulte a IFU
 correspondente.

6. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

A Estação de Carga está
 classificada como artigo
 não crítico. Recomenda-se
 limpar depois de cada uso
 mediante uma desinfecção
 de baixo nível.

Assegure-se de seguir os
 procedimentos de limpeza
 específicos de sua
 instituição, junto com o
 indicado nesse manual.

1. Remova as óticas e/ou
 a Câmara da Estação de
 Carga.
2. Desconecte a estação
 de carga da rede
 elétrica.

3. Limpeza: Para limpar a
 superfície exterior da
 estação de carga, utilize
 compressas impregnadas
 em solução de limpeza.

Para eliminar resíduos de
 zonas inacessíveis para a
 compressa, usar uma
 escova macia impregnada
 com solução de limpeza.
 Garanta que todas as
 partículas contaminantes
 ou materiais estranhos
 sejam eliminados. Tenha
 cuidado para que não
 entre líquido no seu
 interior.

Pode-se utilizar as
 seguintes soluções:

- a. Detergente
 enzimático.
 - b. Sabão com pH neutro
 e água.
 - c. Solução de
 bicarbonato de sódio (8-10%).
4. Podem ser utilizados os
 seguintes desinfetantes:
- a. Solução de ácido
 peracético (0,08%).
 - b. Álcool isopropílico
 (70%).
 - c. Solução contendo

álcool isopropílico 70%
 e Clorhexidina 2%.

d. Solução contendo
 dióxido de cloro.

e. PDI Sani-Cloth®
 Germicidal Wipes
 (AF3, Bleach, Plus ou
 Super Sani-Cloth®).

5. Secar a estação de
 carga utilizando uma
 compressa cirúrgica
 estéril.
6. Limpeza da tela LCD:
 Para limpeza, utilize um
 pano que não libere
 fibras, umedecido com
 água. Não pulverize
 líquido diretamente na
 tela.

Precauções:

- Não autoclavar.
- Não submeter a água
 corrente.
- Não submergir em
 líquidos.
- Evitar que entrem
 líquidos ou umidade na
 estação de carga.

7. MANUSEIO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Não armazenar ou
 transportar a estação de
 carga a temperaturas
 inferiores a -5°C/23°F
 nem superiores a
 55°C/131°F. A umidade
 relativa não deve ser
 superior a 95%. A pressão
 atmosférica não deve
 exceder 500 a 1060 hPa.
 Deve-se manipular com
 cuidado, como qualquer
 outro equipamento
 eletrônico.

8. DADOS TÉCNICOS

8.1. Estação de carga
 - Suprimento elétrico de
 entrada: 5VDC 2A 10W
 - Saída elétrica: : 5 VDC,
 0,8 A, 4 W
 - Especificações técnicas
 do display: display de LCD
 (128x160) de 1,77

polegadas
- Dimensões: 130 X 110 x 40 mm

- Peso: 135 grams.
8.2. Carregador de bateria autônomo

- Potências de entrada da alimentação elétrica: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 0,1-0,2 A

- Classificação de saída elétrica: 5VDC 2A

- EMC: EN55024, EN55022/B, EN 60601-1-2.

- Componente reconhecido UL. Válido para os EUA e Canadá.

- Conector macho Micro USB tipo B.

- Comprimento do cabo: 1.8 m.

9. NORMATIVA

- Este equipamento cumpre com os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017, relativo aos dispositivos médicos.

- Este equipamento cumpre com a Diretiva 2001/95/CE de restrição de certas substâncias perigosas em aparatos elétricos e eletrônicos.

NOTIFICAÇÕES E ADVERTÊNCIAS RELACIONADAS COM AS IEC 60601-1 E COM IEC 60601-1-2

- Este equipamento é classificado com Classe I, acessório, parte não aplicada, IP21, equipamento comum, não recomendado para uso com agentes inflamáveis, de operação contínua.

- O produto cumpre com as Normas Internacionais

para equipamentos eletro-médicos IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2.

- De acordo com a Normativa IEC 60601, a estação de carga, junto com o Laringoscópio Airtraq Aviant e/ou Câmera Airtraq configuram um Sistema Eletro-Médico.

Cumpram os requisitos em matéria de compatibilidade eletromagnética. O fabricante dispõe de resultados detalhados das provas de emissão e de imunidade.

- Este equipamento está destinado exclusivamente a seu uso por parte de profissionais sanitários.

- A estação de carga somente poderá ser utilizada com cabos e acessórios proporcionados pelo fabricante.

- Este equipamento é classificado como Classe II para proteção contra choques elétricos.

- Este equipamento não possui partes aplicadas.

- Este equipamento está classificado como IP21 segundo a norma internacional IEC 60529 (graus de Proteção proporcionados pelo gabinete).

- Partes não estéreis.

- Modo de operação contínuo.

- Este equipamento pode causar interferência de rádio-frequência ou interromper a operação de equipamentos próximos. Pode ser necessário tomar medidas de proteção, como realocar ou reorientar o produto médico, ou proteger o local.

10. INSTRUÇÕES DE DESCARTE

Seguir os regulamentos locais e planos de reciclagem dos componentes do equipamento.

11. GARANTIA DO FABRICANTE

Garantia e manutenção

O fabricante garante este equipamento contra defeitos nos materiais da fabricação durante o período de dois (2) anos desde a data da compra, sempre que forem utilizados de acordo com os procedimentos estipulados nas instruções de uso. Esta garantia somente será aplicável se o equipamento for adquirido de um distribuidor autorizado.

O fabricante recusa qualquer outra garantia, tanto expressa como implícita, incluindo, entre outras, a garantia de comerciabilidade ou de idoneidade para um propósito particular.

A garantia cobre a reparação gratuita ou intercâmbio por um equipamento equivalente ao equipamento defeituoso cuja falha seja decorrente do processo de fabricação.

Em caso de algum problema técnico com o equipamento, entre em contato com o Distribuidor Airtraq do seu país ou envie uma mensagem através de nossa página na internet (www.airtraq.com). Antes de realizar a chamada, assegure-se de ter o número de lote na mão. O número de lote da Estação

de Carga está situado na parte traseira do dispositivo, e também na embalagem original.

Em caso de um defeito de equipamento que esteja de acordo com as condições da garantia, seu equipamento será recolhido e receberá outro no prazo de 10 dias úteis depois que tenhamos recebido o equipamento defeituoso.

Instruções para devolução de equipamentos defeituosos

1. As unidades devolvidas deverão ser embaladas em sua embalagem original de forma segura. Todos os acessórios deverão ser devolvidos junto com o equipamento. Qualquer dano derivado do transporte será de exclusiva responsabilidade do remetente.

2. O cliente deverá indicar no envio o nome de contato, número do telefone, endereço do envio, número de lote, descrição do problema e o comprovante de compra.

3. Em todos os casos em que o equipamento mostre defeitos que não estejam cobertos pela garantia, o cliente será responsável por todos os custos de manutenção e gastos de transporte.

Exclusões da Garantia

1. Produtos em que o número de lote esteja alterado, modificado ou eliminado.
2. Danos, deterioração ou erros de funcionamento devido a:

A. Acidentes.

B. Uso indevido, negligência, incêndios, inundações, raios ou outras catástrofes naturais.

C. Reparo ou tentativa de reparo por parte de pessoal não autorizado pelo distribuidor.

D. Modificações realizadas por qualquer pessoa não autorizada pelo distribuidor.

E. Qualquer dano ao produto devido ao envio.

F. Causas externas ao produto, como: derrame de líquidos sobre o equipamento, etc.

G. O desgaste ou deterioração por uso.

H. Qualquer outra causa que não está relacionada com um defeito ou o produto.

12. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Conserve, leia e siga todas estas instruções.

2. Preste atenção em todas as advertências contidas nessas instruções.

3. Para reduzir o risco de incêndio ou descargas elétricas, não exponha este equipamento a chuva nem a umidade.

4. Não instale próximo de fonte de calor como radiadores, calefação, estufas ou qualquer outro aparato que produza calor.

5. Proteja os cabos de qualquer dano.

6. Não utilize este equipamento na presença de produtos anestésicos inflamáveis nem ricos em oxigênio.

7. As descargas

eletrostáticas podem causar problemas no funcionamento destes equipamentos.

8. Desconecte este equipamento durante tormentas elétricas quando não for ser utilizado por longos períodos de tempo.

9. Não coloque recipientes que contenham líquidos sobre o aparato.

10. Não tente reparar o equipamento você mesmo, retirar partes que podem expor a descargas elétricas e outros perigos. Consulte o pessoal de manutenção qualificado do seu distribuidor Airtraq.

Fabricado por:

PRODOL MEDITEC LIMITED

1/F, 4/F, Block C
No. 18, 7th Science Ave.,
Zhuhai, Guangdong.
519085 China

EU Representante:

PRODOL MEDITEC, S.A.

Muelle Tomás Olavarri 5,
3º 48930 Las Arenas

SPAIN

Para mais informação sobre a utilização da Estação de Carga consulte o site www.airtraq.com ou escreva para: info@airtraq.com



Rx Only